


ÜÇ PROFİL SENARYOSU



TASARIM KARARLARI

- 1 Netflix tarzı koyu profil seçim ekranı
Karanlık gradient arka plan profilleri öne çıkarır. Her avatarda o günkü uyum durumu chip olarak görünür — kimin ilacını kaçırdığı profili seçmeden belli olur.
- 2 Kırmızı badge ile atlanmış doz uyarısı
Avatar üzerindeki kırmızı sayı badge'i annenin 2 dozu atladığını profil seçmeden gösteriyor. iOS uygulama ikonundaki badge mantığının aynısı — anında dikkat çeker.
- 3 Bakıcı özet paneli — tek ekranda tüm aile
Progress bar + yüzde + mini ilaç satırları ile her aile üyesinin durumu tek bakışta anlaşılıyor. Annenin kartında "Hatırlatma Gönder" butonu direkt bakıcı aksiyonu sağlar.
- 4 Granüler bakıcı izin sistemi
"Doz bildirimi al", "İlaç ekleyebilir", "Acil durum kişisi" ayrı toggle'lar. Kimin ne görebileceğini kontrol etmek sağlık uygulamalarında gizlilik açısından kritik.

FLUTTER KOD REFERANSI

```
// Profil modeli
class FamilyProfile {
  final String id, name, relation;
  final Color avatarColor;
  final List<Medicine> medicines;
  final CaregiverPermissions permissions;
  final double todayCompliance; // 0.0 – 1.0
```

```
final int missedDosesToday;
}

// Netflix tarzı profil seçici
GridView.count(
  crossAxisCount: 2, mainAxisSpacing: 12, crossAxisSpacing: 12,
  children: [
    ..._profiles.map((p) => ProfileCard(
      profile: p,
      isActive: p.id == _activeProfileId,
      onTap: () => _switchProfile(p.id),
    )),
    AddProfileCard(onTap: _showAddProfileSheet),
  ],
)

// Profil geçişi — context'i güncelle
void _switchProfile(String profileId) {
  setState(() => _activeProfileId = profileId);
  context.read<ProfileCubit>().switchTo(profileId);
  // Bildirimler, ilaçlar, alarmlar yeniden yükle
  context.read<MedicineCubit>().loadForProfile(profileId);
  context.read<NotifCubit>().rebindTo(profileId);
}
```

[Onboarding ekranı ↗](#)[Güvenlik ekranı ↗](#)[Tam tema kodu ↗](#)